

System TOP

Zestaw do czyszczenia wszystkich powierzchni



- kontrola zużycia preparatów poprzez systemy dozujące
- niezwykle łatwa obsługa



Brial TOP® Środek do pielęgnacji powierzchni zmywalnych.

Zastosowanie:

Brial TOP® przeznaczony jest do wszystkich zmywalnych powierzchni np.: szkło, marmur, powierzchnie z tworzyw sztucznych. Czyści dokładnie i nie pozostawia smug. Nadaje powierzchni idealny połysk i pozostawia miły zapach. Jest przyjazny dla skóry. Nadaje się do codziennego mycia.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować od 50 do 200 ml środka na 10 l wody. Umyć powierzchnię i zebrać rozpuszczony brud. Nie przemywać ponownie. Niezwykle prosty sposób ponownego napełniania 1 litrowej butelki ze spryskiwaczem bezpośrednio z 5 litrowego kanistra.

Właściwości:

Wartość pH koncentratu

Wartość pH:

7

Kolor:

niebieski

Skład chemiczny:

(zgodnie z wytycznymi UE nr 89/542) <5% anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Pozostałe składniki: składniki wspomagające rozpuszczanie, substancje zapachowe, barwniki.

Dane szczegółowe:

Karton z 12 butelkami po 1l:

302492

Karton z 2 kanistrami po 5l:

302494

Kranik do kanistra 5l:

ZH5

Pompka 50 ml:

DP50

Półka stacjonarna na kanister 5l:

WG1

Produkt sprawdzony ekologicznie:

- ulega rozkładowi biologicznemu,
- nie zawiera fosforanów,
- zawiera środki powierzchniowo-czynne na bazie surowców naturalnych.



Indur TOP® Środek do codziennego mycia i konserwacji podłóg.

Zastosowanie:

Indur TOP® przeznaczony jest do wszystkich wodoodpornych, błyszczących i zabezpieczonych akrylanami powierzchni. Tworzy powłokę ochronną. Zawiera składniki pielęgnujące, pozostawia po myciu powierzchni miły zapach. Zawiera aktywne składniki czyszczące. Nadaje się do czyszczenia codziennego np. w systemie Rasant Xpress mini.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zabrudzenia stosować od 50 do 200 ml środka na 10 l wody. Umyć powierzchnię i zebrać rozpuszczony brud. Poczekać do wyschnięcia powierzchni. Nie przemywać ponownie. Niezwykle prosty sposób ponownego napełniania 1 litrowej butelki ze spryskiwaczem bezpośrednio z 5 litrowego kanistra.

Właściwości:

Wartość pH koncentratu

Wartość pH:

8-8,4

Kolor:

zielony

Skład chemiczny:

(zgodnie z wytycznymi UE nr 89/542) <5% anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Pozostałe składniki: substancje pielęgnujące, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, środki pomocnicze, substancje zapachowe, barwniki.

Dane szczegółowe:

Karton z 12 butelkami po 1l:

302265

Karton z 2 kanistrami po 5l:

302267

Kranik do kanistra 5l:

ZH5

Pompka 50 ml:

DP50

Półka stacjonarna na kanister 5l:

WG1

Produkt sprawdzony ekologicznie:

- ulega rozkładowi biologicznemu,
- znacznie przekroczone wymagania ustawy dotyczące rozpadu biologicznego środków czyszczących i piorących.



Into TOP® Środek myjący do urządzeń sanitarnych.

Zastosowanie:

Into TOP® nadaje się zarówno do czyszczenia ręcznego jak i do czyszczenia w systemie Rasant wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów. Charakteryzuje się doskonałą zdolnością usuwania osadów wapniowych i resztek mydła. Czyści pozostawiając przyjemny, świeży i długotrwały zapach. Nadaje się do gruntownego i codziennego czyszczenia.

Sposób użycia:

Czyszczenie gruntowne:
Nierozcieńczony środek nanieść na urządzenie sanitarne lub armaturę, po krótkim czasie działania środka powierzchnię spłukać wodą.
Czyszczenie codzienne:
W zależności od stopnia zabrudzenia stosować od 50 do 200 ml środka na 10 l wody (wg skali na opakowaniu). Umyć powierzchnię i zebrać rozpuszczony brud. Niezwykle prosty sposób ponownego napełniania 1 litrowej butelki ze spryskiwaczem bezpośrednio z 5 litrowego kanistra.

Właściwości:

Wartość pH koncentratu

Wartość pH:

0,5-1

Kolor:

czerwony

Skład chemiczny:

(zgodnie z wytycznymi UE nr 89/542) < 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Pozostałe składniki: kwasy nieorganiczne, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, środki pomocnicze, substancje zapachowe, barwniki.

Dane szczegółowe:

Karton z 12 butelkami po 1l:

302977

Karton z 2 kanistrami po 5l:

302770

Kranik do kanistra 5l:

ZH5

Pompka 50 ml:

DP50

Półka stacjonarna na kanister 5l:

WG1

Produkt sprawdzony ekologicznie:

- ulega rozkładowi biologicznemu,
- nie zawiera kwasu fosforowego,
- znacznie przekroczone wymagania ustawy dotyczące rozpadu biologicznego środków czyszczących i piorących.



Oferujemy kompletną paletę produktów oraz systemy gwarantujące utrzymanie wysokiego standardu higieny instytucjonalnej, szpitalnej, tekstylnej i przemysłowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i do współpracy.
Ecolab - Państwa partner w dziedzinie higieny!

Centrala:
ECOLAB Inc.
370 Wabasha Street North
St. Paul, Minnesota 55 102 - USA
tel.: +1-651-293-22 33
fax +1-651-293-20 92

Europa:
Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
Tel. +41 44 877 2000

Polska:
ECOLAB Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków
tel.: 012 26 16 100; fax 012 26 16 101
www.ecolab.pl

ECOLAB®