

Kontrola wysięku dla ran średnio wydzielających

- mała częstotliwość zmian opatrunku – skład zapewnia długotrwałą chłonność dla ran średnio wydzielających, która może trwać nawet do 7 dni
- utrzymuje wilgotne środowisko, które stwarza optymalne warunki dla procesu leczenia
- samoprzylepny – nie wymaga opatrunku wtórnego

Zastosowanie do wilgotnego gojenia ran, może być stosowany w leczeniu ran z umiarkowanym wysiękiem takich, jak:


- oparzeń drugiego stopnia
- odleżyn
- owrzodzeń podudzi
- przewlekłe wolno gojące się rany i otarcia

Rodzaje:

- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: 10 cm x 10 cm, 15 cm x 15 cm, 20 cm x 20 cm; pakowane po 5 szt.



>>