

Kontrola wysięku dla ran obficie wydzielających również głębokich

- wysokochłonny – chłonie szybko i dużo, właściwości chłonne opatrunku pozwalają na jego długie przebywanie na ranach z dużą ilością wydzieliny
- reguluje wilgotność – utrzymuje wilgotne środowisko, które stwarza optymalne warunki dla procesu leczenia
- miękki i dający się układać w różne kształty – co sprawia, że idealnie nadaje się do opatrywania ran głębokich – tam, gdzie opatrunek musi dostosować się do indywidualnego kształtu rany
- możliwy do aplikacji na ranach zainfekowanych tylko i wyłącznie z przepisu i pod kontrolą lekarza

Zastosowanie:

- odleżyny
- owrzodzenia podudzi
- stopa cukrzycowa
- miejsca po pobraniu przeszczepu
- urazy mechaniczne skóry

Rodzaje:

- jałowe

Rozmiary i pakowanie:

- jałowe: 10 cm x 10 cm, pakowany po 5 szt.



>>